

Banc de transfert coulissant universel pliant

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E

- Le banc de transfert coulisse à gauche et à droite le long du cadre pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire
- La hauteur du siège s'ajuste par incréments de ½ ;"
- Se plie à plat pour le transport et le stockage (Figure A)
- Livré en standard avec porte-savon amovible (Figure B)
- Livré avec filet de sécurité pour attraper les objets personnels tombés et éviter de se plier
- Livré avec siège ceinture pour plus de sécurité
- Emballé au détail (Figure D)
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS

Description

RTL12075 Chaise de douche coulissante avec boîte à savon, 1EA, 2/CS

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	22,5" (L) x 18,5" (P)
Capacité de poids	300 livres
Hauteur	21" - 25"
Poids à l'expédition du carton	38 livres
Poids	16 livres

ACCESSORIES

Description

12075-A Bras, avec quincaillerie, RTL12075, 1ea, EA