

Banc de transfert rembourré

HCPCS: E0247



FIGURE A



FIGURE B




FIGURE C

- Siège et dossier rembourrés confortables
- Assemblage sans outil du dossier, des jambes et des bras (Figure A - C)
- La nouvelle housse sans pincement permet les punaises à enfoncer sans pincer les doigts
- La construction en A assure la stabilité
- La hauteur s'ajuste par incréments de ½" avec des pieds d'extension uniques "Dual Column"

PRODUCTS**Description**

12005KD-1	Banc de transfert, rembourré, KD, 1/cs
-----------	--

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	24" (L) x 16" (P)
Capacité de poids	400 livres
Poids à l'expédition du carton	14 livres 26,5 livres
Poids	11,75 livres

ACCESSORIES**Description**

12011SL	Ventouses,Lg.12011,1pr/bte, BX
12011SS	Ventouses,Sm.12011,1pr/boîte, BX