

Banc de transfert Splash Defense avec rideau de protection

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G




FIGURE H

- La nouvelle conception de découpe en forme de "U" permet à la doublure du rideau de douche de rester dans la baignoire et d'éviter les déversements d'eau à l'extérieur sur le sol de la salle de bain
- Réversible pour s'adapter à n'importe quelle salle de bain
- Assemblage sans outil du dossier, des pieds et des bras
- La hauteur s'ajuste par incréments de 1/2 ;" avec des pieds d'extension uniques "Dual Column"
- Capacité de poids de 400 lb
- La construction en A assure la stabilité
- Banc et dossier en plastique durable moulé par soufflage
- Le levier sans pincement permet d'appuyer sur les punaises sans pincer les doigts
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS

Description

RTL12032KDR	Banc de transfert Splash Defense
-------------	----------------------------------

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Hauteur du siège au sol	17,5" 22,5"
Dimensions	S'adapte aux baignoires : hauteur maximale 15,5", largeur minimale du fond 18,5", largeur minimale du haut 23", largeur maximale du bord 5,5"
Réglage de la hauteur	Incréments de 1/2"