

Combinaison banc de transfert rembourré/commode

HCPCS: E0247



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

- Combine banc de transfert et commode en un seul
- Assemblage sans outil du dossier, des jambes et du bras (Figure A - C)
- Siège et dossier rembourrés confortables
- La construction en A en aluminium est légère et offre une stabilité supplémentaire
- La hauteur s'ajuste par incréments de ½" avec des pieds d'extension uniques "Dual Column"
- Aucun matériel exposé pour blesser le patient
- Les ventouses extra-larges offrent une sécurité accrue
- Le nouveau couvercle anti-pincement permet d'appuyer sur les punaises sans pincer le doigt (Figure D)

PRODUCTS

Description

12005KDC-1	TranfBnchw/CommodePaddedSeatKD,1/cs
------------	-------------------------------------

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	24" (L) x 16" (P)
Capacité de poids	400 livres
Poids à l'expédition du carton	15 livres
Poids	10 livres

ACCESSORIES

Description

12011SL	Ventouses,Lg.12011,1pr/bte, BX
12011SS	Ventouses,Sm.12011,1pr/boîte, BX