

## Chaise de bain pivotante à 360° PreserveTech

HCPCS: E0240,E0240



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F

Compact et personnalisable, le PreserveTech® ; La chaise de bain pivotante offre un transfert sûr dans et hors de la baignoire pour les personnes à mobilité réduite ou ayant d'autres handicaps. Doté d'un écran à 360 ° ; pivotante et verrouillable à tous les 90°, la chaise pivote pour un confort accru et réduit les blessures par frottement. Le siège peut être ajusté de 15 " jusqu'à 22 po ; et les accoudoirs rembourrés peuvent être relevés ou abaissés et verrouillés en place.

- Chaise de bain compacte conçue pour aider à prévenir les blessures par frottement et cisaillement avec une action pivotante à 360 degrés et verrouillage à tous les 90 degrés . Élimine le besoin de transferts de baignoire dangereux causés par le fait d'enjamber et d'entrer ou de sortir de la baignoire.
- À la fois léger et durable, le cadre en aluminium résistant à la rouille supporte jusqu'à 350 lb.
- Chaque jambe comprend une pointe antidérapante offrant une sécurité sur les surfaces mouillées.
- Les accoudoirs rembourrés offrent un soutien supérieur et créent une surface confortable et antidérapante pour une prise en main sûre et sécurisée en position assise ou debout.
- Les accoudoirs pivotants peuvent être relevés.
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une punaise pour obtenir la position assise idéale. Les réglages de la hauteur du siège sur ce modèle vont de 15" à 22".
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, rendant le banc plus confortable, moins glissant et garantissant un transfert plus sûr du bain à la sortie de la baignoire .
- Le bouton-poussoir, la conception à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes.
- Le siège, le dossier et les embouts antidérapants traités antimicrobiens\* aident à minimiser la croissance des odeurs bactériennes , moisissures et champignons sur les surfaces traitées.
- \*Les propriétés antimicrobiennes sont intégrées pour protéger les produits. Ces produits ne protègent pas les utilisateurs ou autres contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes.

**PRODUCTS****Description**

RTL12A001-GR

Chaise de bain pivotante PreserveTech, 1EA,1/CV

**SPECIFICATIONS****Description**

Garantie

Durée de vie limitée

Matériel

Structure - Assise en aluminium - Dossier en polypropylène - Rembourrage HDPE - EVA

Dimensions du siège

16"L x 18"L

Capacité de poids

8,80 livres

Hauteur du siège au sol

16"(L) x 18"(L)

Couleur

Gris

Dimensions

18"(L) x 16"(L) x 15-21"(H)

Dimensions de la boîte au détail

7,09" (L) x 20,08" (L) x 16,14" (H)

Poids de la boîte au détail

10,30 lb

Garantie limitée

Durée de vie limitée

**SPECIFICATIONS**

**Description**

Poids	8,80 livres
Poids sans batterie	350 livres
Largeur entre les bras	18"
Largeur entre pattes arrière	18"