

## Chaise de douche bariatrique de luxe avec croisillon

HCPCS: E0240



- Le cadre a des entretoises de largeur/profondeur fixées avec des rivets de type avion
- Banc en plastique durable moulé par soufflage
- Le cadre en aluminium est léger, durable et résistant à la corrosion les trous réduisent le glissement
- Clip de style européen pour le réglage de la hauteur des jambes La hauteur s'ajuste par incréments de 1" (Figure A)
- Capacité de poids 500 lb
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

### PRODUCTS

#### Description

12021KD-1	Banc de bain HD, avec noir, 1/ch
12022KD-1	1.142Banc,HD,sans Bk,1/ch

### SPECIFICATIONS

#### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	20" (L) x 12" (P)
Capacité de poids	500 livres
Poids à l'expédition du carton	32,5 lb 8,5 lb 27 lb 8,0 lb
Poids	7,5 livres   6,0 livres

### ACCESSORIES

#### Description

12021T	Embout en caoutchouc, 12021,1/ea, EA
--------	--------------------------------------