

Chaise de douche bariatrique de luxe avec croisillon

HCPCS: E0245



FIGURE A

- Le cadre a des croisillons de largeur/profondeur fixés avec des rivets de type avion
- Grand siège avec une profondeur de 16,5"
- La hauteur du siège s'ajuste par incréments de 1"
- Banc en plastique durable moulé par soufflage
- Dos amovible sans outil
- Le cadre en aluminium est léger, durable et résistant à la corrosion
- Les trous de drainage réduisent le glissement
- Capacité de poids 600 lb
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS

Description

12029-2	BathBenchOverszd.HD.w/Bk,2/cs
---------	-------------------------------

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	16,5" (L) x 16,5" (P)
Capacité de poids	600 livres
Poids à l'expédition du carton	10 20 livres
Poids	9 livres

ACCESSORIES

Description

12028T	Embouts, BathBenchOverSized, 12029, HD, 4/bte, BX
--------	---