

Siège de bain pliant ergonomique AquaSense

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

Se plie à plat et se range facilement. Fournit un soutien aux personnes qui ont besoin de s'asseoir tout en prenant un bain ou une douche. Ce siège de bain pliant ergonomique remporte le prix du meilleur de sa catégorie pour sa praticité, sa robustesse et son confort ! Ce siège de bain offre une sécurité extrême et toutes ses caractéristiques ont été conçues pour votre bien-être : choix de 7 réglages de hauteur, embouts de pieds inclinés pour une meilleure prise en main de la baignoire et un dossier flex-confort pour assurer une expérience de bain sûre et relaxante.

- Se plie à plat et est facile à ranger.
- À la fois léger et durable, le cadre en aluminium résistant à la rouille supporte jusqu'à 250 lb.
- Chaque pied comprend une pointe antidérapante offrant une sécurité sur les surfaces mouillées.
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une punaise pour obtenir la position assise idéale. Les réglages de la hauteur du siège sur ce modèle vont de 15" à 20".
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, rendant le banc plus confortable, moins glissant et garantissant un transfert plus sûr du bain à la sortie de la baignoire .
- Le design à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes.
- Vous vous sentirez bien en sachant que les pièces en plastique de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.

PRODUCTS

770-525

Description

SIÈGE DE BAIN PLIABLE AQS, BLANC, 1EA, 2CV, Ret

SPECIFICATIONS

Capacité de poids

Description

250 livres