

Siège de bain réglable AquaSense avec dossier



HCPCS:



FIGURE A




FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E

- À la fois léger et durable, le cadre en aluminium résistant à la rouille supporte jusqu'à 300 lbs.
- Chaque pied comprend un support non-embout antidérapant offrant une sécurité sur les surfaces mouillées.
- Ajustez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une punaise pour obtenir la position assise idéale. Les réglages de la hauteur du siège sur ce modèle vont de 14" à 21".
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, rendant le banc plus confortable, moins glissant et garantissant un transfert plus sûr du bain à la sortie de la baignoire.
- La surface texturée du siège aide à éviter de glisser.
- Le design à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes.
- Sentez-vous bien en sachant que les plastiques certaines parties de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.

PRODUCTS

Description

770-510

AQS B.SEAT AVEC BLANC BK, 1EA, 2CV, Ret.

SPECIFICATIONS

Description

Capacité de poids

300 livres