

Tabouret de douche AquaSense



HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B




FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F

Lorsque se tenir debout dans la baignoire ou la douche devient difficile, un tabouret de douche peut offrir sécurité et confort, sous la douche comme dans le bain

Ce tabouret de douche, par AquaSense®, est idéal pour les cabines de douche et les baignoires étroites, ce tabouret de douche réglable en hauteur est fabriqué à partir de tubes en aluminium léger et de plastique moulé par soufflage. Il présente une surface texturée et 4 embouts de sécurité en caoutchouc antidérapants.

- À la fois léger et durable, le cadre en aluminium résistant à la rouille supporte jusqu'à 250 lbs
- Chaque pied comprend un support non -embout antidérapant offrant une sécurité sur les surfaces humides
- Un accoudoir amovible à bouton-poussoir prend en charge le transfert dans et hors de la baignoire
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide de une punaise pour obtenir la position assise idéale. Les réglages de la hauteur du siège sur ce modèle vont de 18" à 22"
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, rendant le banc plus confortable, moins glissant et garantissant un transfert plus sûr du bain à la sortie de la baignoire
- Le design à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes
- Sentez-vous bien en sachant que les pièces en plastique de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS

Description

770-514	TABOURET DE BAIN AQS, BLANC, 1EA, 6CV, Ret.
---------	---

SPECIFICATIONS

Description

Capacité de poids	250 livres
Largeur hors tout	14" x 14"