

## Tabouret de douche à siège pivotant



HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

- Le siège rembourré rotatif réduit la torsion et la portée pendant la douche
- Le siège pivote à 360 ° ; et se verrouille tous les 90° (Figure A)
- Le dessus rotatif du siège peut être retiré pour un nettoyage facile
- Assemblage facile sans outil
- Idéal pour les personnes qui ont de l'équilibre ou de la mobilité
- La hauteur du siège peut être ajustée de 16" à 22", par incréments de 1,18"
- Emballé au détail
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

### PRODUCTS

### Description

RTL12061M	Tabouret à siège pivotant, 1 RTL, 4/CS
-----------	--

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	14" (L) x 14" (P)
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	28,65 livres
Poids	6,6 livres