

Tabouret de douche

HCPCS: E0245



FIGURE A



FIGURE B

- Le cadre en aluminium est léger, durable et résistant à la corrosion
- Siège en composite résistant aux chocs
- Les pieds sont réglables en hauteur par incréments de 1 pouce, et sont résistants aux fissures et au ternissement résistant
- Assemblage facile et sans outil
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS

Description

RTL12004KD	Tabouret de bain, KD, blanc, RTL, 1 EA
------------	--

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	13" (L) x 13" (P)
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	6 livres
Poids	3 livres