



Cadre de sécurité pour toilettes avec bras rembourrés

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

- L'aluminium anodisé est robuste et léger
- Les accoudoirs rembourrés offrent un confort et un soutien supplémentaires
- Livré avec des bras réglables en hauteur (incrément de 1 pouce) et en largeur (2 positions) (Figure A)
- Le support en aluminium enduit de poudre fixe facilement le cadre aux toilettes (Figure B)
- Le support maintient le cadre de sécurité en place

PRODUCTS

Description

RTL12000 Cadre de sécurité pour toilettes, 1EA, 4/CS

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	20 livres
Poids	4 livres
Largeur entre les bras	19" (le plus petit) 23,50" (le plus grand)