



## Rehausseur de siège de toilette AquaSense avec charnière

HCPCS:



FIGURE A

Conçu pour aider à monter et descendre des toilettes pour les personnes ayant des difficultés à se pencher ou à s'asseoir. Facilite le nettoyage et l'hygiène pour tous les utilisateurs. En plus de fournir indépendance, dignité et confiance tout en aidant l'utilisateur à monter et descendre des toilettes avec un minimum d'effort il facilitera le nettoyage et l'hygiène pour tous les utilisateurs. Lorsqu'il est placé en position surélevée, il fournira une zone non obstruée, pour les hommes.

- Charnière pour faciliter le nettoyage, utilisée sous le siège existant discret, peut passer inaperçu dans le décor de la salle de bain de l'utilisateur
- Ajouter 3 1/2" pouces de hauteur à votre toilette, ce qui rend plus facile et plus sûr de s'asseoir ou de se tenir debout
- Fabriqué en PE à la fois léger et durable pour supporter jusqu'à 300 lb
- Convient à la plupart des toilettes standard
- Sentez-vous bien en sachant que les pièces en plastique de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés

### PRODUCTS

#### Description

770-630	AqS Hinged 4" Riser, Blanc, 1EA, 3CV, Ret
770-631	AqS E.Hinge 4" Riser, Blanc, 1EA,3CV,Re

### SPECIFICATIONS

#### Description

Capacité de poids	300 livres
-------------------	------------