

## Siège de toilette allongé en plastique de qualité supérieure avec serrure

HCPCS: E0244



FIGURE A



FIGURE B

- Conçu pour les personnes qui ont de la difficulté à s'asseoir ou à se lever des toilettes
- Ajoute 5" à la hauteur du siège de toilette
- Les bras sans outil sont distants de 21" et peut être retiré ou ajouté au besoin
- Large ouverture à l'avant et à l'arrière pour l'hygiène personnelle
- La construction en plastique moulé robuste offre une résistance et une durabilité supplémentaires
- Standard le mécanisme de verrouillage assure la sécurité
- Léger et portable
- Aucun outil requis pour l'installation
- Facile à nettoyer
- Convient à la plupart des toilettes allongées
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

### PRODUCTS

### Description

12013	Siège de toilette surélevé avec accoudoirs, 1/cs, RTL
-------	---

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	17" (P) x 15,5" (L) x 5" (H)
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	6,5 livres
Poids	4,5 livres
Largeur entre les bras	21"