

Siège de toilette surélevé en plastique de qualité supérieure, régulier/allongé, avec serrure

12014E0244



FIGURE A



FIGURE B

- Conçu pour les personnes qui ont des difficultés à s'asseoir ou à se lever des toilettes
- Large ouverture à l'avant et à l'arrière pour l'hygiène personnelle
- Léger et portable
- Le mécanisme de verrouillage standard assure la sécurité (Figure A)
- Convient à la plupart des toilettes allongées
- Aucun outil requis pour l'installation
- Facile à nettoyer
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS

Description

12014	Toilettes surélevées sans bras, 1/cs, RTL
-------	---

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	17" (L) x 16,5" (P) x 4,5" (H)
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	6 livres
Poids	4 livres