

Siège de toilette surélevé PreserveTech avec bidet

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

Les deux modèles

RTL12C005-WH

RTL12C006-WH

- Le panneau de commande active et ajuste la pression de l'eau et les modes de nettoyage
- Le bidet permet un nettoyage avant ou féminin et arrière selon les besoins
- Buse de bidet rétractable et protection pour une expérience plus hygiénique
- Mode de nettoyage des buses sur le panneau de commande
- Se connecte à l'alimentation en eau - pas de connexion électrique ni de piles nécessaires
- Ajoute 4" de hauteur aux toilettes pour une assise et une position debout plus sûres ; Comprend un couvercle pour une meilleure hygiène et esthétique
- Contourné pour une élévation sûre et confortable
- Fabriqué à partir de PEHD léger et durable pour supporter jusqu'à 400 lb.
- Convient à la plupart des toilettes standard et allongées
- Le siège de toilette surélevé traité antimicrobien* aide à minimiser la croissance des odeurs bactériennes, des moisissures et des champignons sur les surfaces traitées. *Les propriétés antimicrobiennes sont intégrées pour protéger les produits. Ces produits ne protègent pas les utilisateurs ou d'autres personnes contre les bactéries, les virus, les germes ou d'autres organismes pathogènes.
- Température ambiante de l'eau uniquement
- Se connecte facilement à la source d'eau derrière les toilettes
- Choisir entre les températures de l'eau chaude et ambiante
- Se connecte facilement à la source d'eau derrière les toilettes et sous l'évier
- Livré avec un bouchon d'entrée pour brancher la connexion d'eau chaude pour une utilisation avec de l'eau ambiante uniquement pour s'adapter aux aménagements de salle de bain.

PRODUCTS

Description

RTL12C005-WH	RTS avec. Bidet, eau ambiante, 1/CV
RTL12C006-WH	RTS avec. Bidet, Eau Chaude, 1/CV

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Limité à un an
Matériel	PEHD
Capacité de poids	400 livres
Couleur	Blanc
HCPCS	E0244
Prop. CA 65	Non