

Siège de toilette surélevé PreserveTech Secure Lock

HCPCS: E0244,E0244



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E




FIGURE F



FIGURE G

- Trois points de verrouillage de sécurité situés à l'avant, à gauche et à droite offrant le plus haut niveau de stabilité et de sécurité. La plupart des sièges de toilette surélevés n'offrent qu'un ou deux points de verrouillage de sécurité.
- Ajouter 5 pouces de hauteur à vos toilettes, ce qui rend plus facile et plus sûr de s'asseoir ou de se tenir debout.
- Les accoudoirs rembourrés offrent une qualité supérieure soutenir et créer une surface confortable et antidérapante pour une prise en main sûre et sécurisée lorsque vous êtes assis ou debout.
- Ajustez facilement la hauteur de l'accoudoir à vos besoins.
- Contourné pour fournir une position sûre et élévation confortable.
- Fabriqué à partir de PEHD qui est à la fois léger et durable pour supporter jusqu'à 350 livres.
- Convient confortablement à la plupart des toilettes standard et allongées.
- Non Outils requis ! Tournez simplement les boutons réglables pour serrer la plaque de verrouillage et assurer un ajustement sûr.
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés.
- Drive PreserveTech les produits sont fabriqués avec un agent antimicrobien* qui aide à minimiser la croissance des bactéries et des moisissures responsables des taches et des odeurs sur les surfaces traitées.
- *Les propriétés antimicrobiennes sont intégrées pour protéger les produits. Ces produits ne protègent pas les utilisateurs ou autres contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes.

PRODUCTS

Description

RTL12C003-WH	PreserveTech Secure Lock RTS, 1EA, 1/CV
--------------	---

SPECIFICATIONS

Description

Capacité de poids	350 livres
type de produit	Siège de toilette
Largeur entre les bras	17,5"