

Siège de toilette surélevé profilé AquaSense 3-en-1

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G

- Que vous soyez post-opératoire ou que vous donniez aux membres de votre famille l'indépendance dans les toilettes, ce siège de toilette surélevé fournira un soutien supplémentaire pour monter et descendre des toilettes en toute sécurité
- 3 faciles- configurations à assembler pour une polyvalence maximale
- Utiliser sans poignées pour un maximum d'espace et un accès facile
- Utiliser une poignée pour un accès latéral facile et une prise en main sûre
- Utiliser les deux poignées pour plus de sécurité et de soutien pour monter et descendre
- Permet à l'utilisateur de positionner les accoudoirs afin d'adapter le produit à sa préférence et aux différentes étapes de récupération
- Propriétaire forme profilée avec une écope de périnée améliorée
- Se fixe solidement à la plupart des toilettes standard et allongées pour une flexibilité supérieure
- Soulève la hauteur du siège de toilette de 4" (10 cm) sur 770-618 et 2" (5 cm) sur 770-617 pour un meilleur accès et une meilleure sécurité
- Polyéthylène facile à nettoyer pour un nettoyage facile
- Résistant à la corrosion pour une durabilité accrue
- AADL# B230

PRODUCTS

Description

770-617	Siège de toilette surélevé AqS 3-en-1, 2"
770-618	AQS 3IN1 RTS 4", BLANC, 1EA,2CV,Ret

SPECIFICATIONS

Description

Capacité de poids	300 lb (136 kg)
-------------------	-----------------