

## Siège de toilette surélevé universel PreserveTech

HCPCS: E0244,E0244



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F

Nous vous présentons le siège de toilette surélevé universel PreserveTech, notre tout premier siège de toilette surélevé véritablement universel qui s'adapte à trois hauteurs de siège différentes (2", 4" et 6") en manuvrant seulement deux composants. ; Ce siège peut s'adapter à la plupart des et des toilettes allongées et dispose de deux découpes hygiéniques pour un nettoyage facile. Les accoudoirs pivotants peuvent être relevés ou retirés, en fonction des besoins de l'utilisateur et de l'espace de la salle de bain et comprennent également un couvercle avec une poignée encastrée pour une ouverture sans effort.

- Convient à trois hauteurs de siège différentes (2", 4" et 6") en manuvrant seulement deux composants.
- Les accoudoirs pivotants peuvent être relevés ou retirés en fonction de vos besoins ou de l'environnement de la salle de bain.
- S'adapte confortablement à la plupart des toilettes standard et allongées.
- Comprend un couvercle avec poignée encastrée pour une meilleure hygiène et une ouverture esthétique et sans effort.
- Contourné pour fournir une élévation sûre et confortable.
- Les produits Drive PreserveTech sont fabriqués avec un agent antimicrobien\* qui aide à minimiser la croissance des bactéries et des moisissures responsables des taches et des odeurs sur les surfaces traitées.
- \*Les propriétés antimicrobiennes sont intégrées pour protéger les produits. Ces produits ne protègent pas les utilisateurs ou les autres contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes.

### PRODUCTS

### Description

RTL12C002-WH	PreserveTech Universal RTS, 1EA, 1/CV
--------------	---------------------------------------

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	350 livres
Largeur entre les bras	18,5"