

## Siège de toilette surélevé verrouillable 2 en 1 avec accoudoirs amovibles sans outil

HCPCS: E0244



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

- Conçu pour les personnes qui ont de la difficulté à s'asseoir ou à se lever des toilettes
- Ajoute 5" à la hauteur du siège de toilette
- Les bras sans outil peuvent être retirés ou ajoutés (Figure A)
- Les manchons de bras et les récepteurs sont en métal
- Construction en plastique moulé robuste
- Dispositif de verrouillage avec vis sans fin plus grande et plus résistante vis" et plaque de verrouillage pour un ajustement sûr et sécurisé
- Léger et portable
- Se fixe facilement à la cuvette des toilettes, sans outil
- Facile à nettoyer
- Convient à la plupart des toilettes
- Le modèle RTL12027RA est emballé au détail
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

### PRODUCTS

### Description

12027RA-4BULK	Siège de toilette surélevé avec bras RemArms, vrac, 4/cs
RTL12027RA	Siège de toilette élévateur avec bras remarms, RTL, 1 EA

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	17" (L) x 16,5" (P) x 5" (H)
Capacité de poids	300 livres
Poids à l'expédition du carton	8,5   23 livres
Poids	5 livres
Largeur entre les bras	18"