

Masseur de douche portatif de luxe avec trois options de massage

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

- Tête de massage réglable
- Support de bras de douche chromé et tuyau extra-long de 84" renforcé de chrome/mylar anti-nuds
- Peut être utilisé comme douchette à main ou utilisé dans le montage sur poignée comme pomme de douche traditionnelle
- Emballage de vente au détail attrayant
- Utile lorsque la douche, la chaise, le banc ou le tabouret sont utilisés

PRODUCTS

Description

RTL12045

Masseur de douche, de luxe, 1EA, 24/CS

SPECIFICATIONS

Description

Garantie

Durée de vie limitée