

Tapis de bain AquaSense, profilé avec indicateur de température

HCPCS:



FIGURE A

- Indicateur de température intégré avec 9 niveaux de température, indique si l'eau du bain est trop froide, dans votre zone de confort ou trop chaude ! La précision de l'indicateur est à moins de 1 degré de la zone spécifiée
- Surface texturée douce et discrète qui vous permet d'être à l'aise debout ou assis
- La conception innovante s'adapte aux sièges de bain spécialisés sans compromettre stabilité
- Les extrémités profilées permettent une meilleure couverture de la baignoire sans bloquer le drain
- Plus de 300 ventouses offrent une prise active et sûre qui s'adapte à votre baignoire, ce qui la rend plus sûre pour tout le monde

PRODUCTS

785-530

Description

TAPIS AQUASENSE AVEC IND.TEMP., 1EA,6CV,RET