

## Tapis de bain AquaSense, profilé avec zones de massage revigorantes

HCPCS:




FIGURE A



FIGURE B

- La conception innovante combine la sécurité pour toute la famille avec des zones de massage revigorantes
- Surface texturée douce et discrète qui vous permet d'être à l'aise debout ou assis
- Design innovant s'adapte aux sièges de bain spécialisés sans compromettre la stabilité
- Les extrémités profilées permettent une meilleure couverture de la baignoire sans bloquer le drain
- Un tapis de bain pleine longueur avec plus de 400 ventouses pour fournir une prise active et sûre qui s'adapte à votre baignoire, la rendant plus sûre pour tout le monde

### PRODUCTS

### Description

785-500

AqS TAPIS DE MASSAGE 39x16", BL, 1EA,6CV,Re