

Bain de siège

HCPCS: E0161



FIGURE A

- Idéal pour une utilisation dans le traitement des hémorroïdes et d'autres conditions dans les zones anales et génitales, et en particulier après une épisiotomie
- Conçu pour s'adapter aux toilettes standard
- Léger, durable et facile à nettoyer
- Capacité du sac : 2,1 pintes US
- Longueur du tube sans pli : 60" - 152,4 cm
- Capacité du bassin : 2 pintes US 1,9 L
- Emballé au détail

PRODUCTS

RTLPC23234

Description

Bain de siège, 1EA, 6/CS