



Femme Urinoir

HCPCS: E0326



FIGURE A

- Indispensable pour toute personne qui a du mal à sortir du lit
- Conçu pour éviter les déversements
- Poignée robuste pour une manipulation facile et peut être utilisé dans plusieurs positions par le patient
- Léger, durable et facile à nettoyer
- Marques de graduation pour mesurer le rendement
- Peut contenir 32 oz
- Emballé pour la vente au détail

PRODUCTS

Description

RTLPC23201-F

Urinoir, femelle, RTL, 1EA, 6/CS