

Urinoir masculin

HCPCS: E0325



FIGURE A

- Indispensable pour toute personne qui a du mal à sortir du lit
- Conçu pour éviter les déversements
- Poignée robuste pour une manipulation facile et peut être utilisé dans plusieurs positions par le patient
- Léger, durable et facile à nettoyer
- Marques graduées pour mesurer le rendement
- Peut contenir 32 oz
- Le bouchon aide à confiner les odeurs
- Emballé au détail

PRODUCTS

Description

RTLPC23201-M

Urinoir, mâle, 1EA, 6/CS