

Bâton de pansement

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B

- Les modèles 18" et 24" ont un crochet en "S" recouvert de plastique à une extrémité RTL2030 a un petit crochet en "C" à l'autre
- Peut être utilisé à la fois pour tirer et pousser les vêtements (Figure A)
- Emballé au détail

PRODUCTS

Description

RTL2032

Bâton de pansement rembourré avec chausse-pied, 1EA, 3/CS

SPECIFICATIONS

Description

Garantie

Limité 6 mois