

## Tensiomètre automatique économique, haut du bras

HCPCS: A4670-1,A4670-1



FIGURE A



FIGURE B

- Classification OMS
- Détection des battements cardiaques irréguliers
- Opération à une touche
- Grand écran facile à lire
- Affichage de la date et de l'heure
- Indicateur de fréquence cardiaque
- Messages d'erreur numériques
- Sac de voyage
- Fonction d'arrêt automatique
- >La mémoire stocke 120 lectures
- Moyenne des 3 derniers résultats

### PRODUCTS

### Description

|        |  |
|--------|--|
| BP3600 | Moniteur BP, automatique, bras supérieur, 1/EA |
|--------|--|

### SPECIFICATIONS

### Description

|                   |  |
|-------------------|--|
| Garantie          | 2 ans  |
| Plage de mesure   | Pression : 0 mmHg~300 mmHg Pression : +/- 3 mmHg |
| Source de courant | 4x piles AAA ou adaptateur secteur               |