

Tensiomètre automatique de luxe, haut du bras

HCPCS: A4670-1,A4670-1



FIGURE A



FIGURE B

- Classification OMS
- Détection des battements cardiaques irréguliers
- Opération d'une seule touche
- Écran X-Large facile à lire
- Indicateur de fréquence cardiaque
- Messages d'erreur numériques
- Sac de voyage
- Fonction d'arrêt automatique
- La mémoire stocke 120 lectures (2 x 60)
- Moyenne des 3 derniers résultats

PRODUCTS**Description**

BP3400	Moniteur BP, automatique, haut du bras, 1/EA
--------	--

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	2 ans
Plage de mesure	Pression : 0 mmHg~300 mmHg Pression : +/- 3 mmHg
Source de courant	4x piles AA ou adaptateur secteur