

## Colporteur d'exercice pliable avec affichage électronique

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

- Idéal pour l'exercice des muscles des jambes et des bras
- L'affichage à cinq fonctions indique le temps d'exercice, le nombre de tours, les tours par minute (tr/min) et les calories brûlées (Figure A)
- La fonction de numérisation affiche alternativement toutes les mesures automatiquement
- Quatre patins en caoutchouc antidérapants empêchent le glissement et protègent les surfaces
- Résistance facilement ajustée avec une vis de tension
- Finition argentée attrayante
- Pile bouton incluse
- Complètement assemblé, design pliable (Figure B - C)
- Emballé au détail

### PRODUCTS

#### Description

RTL10273	Pédale d'exercice électronique
----------	--------------------------------

### SPECIFICATIONS

#### Description

Garantie	Durée de vie limitée
----------	----------------------