

Matelas à ressorts Ortho-Coil Super Firm Support

HCPCS: E0271



- Le matelas à ressorts ultra-ferme offre un soutien et un confort ultimes
- Les deux coussinets en fibre de polyester sur le dessus et le dessous du matelas sont parfaits pour les patients plus lourds
- Le Masongard la couverture en vinyle est imperméable

PRODUCTS

Description

PRODUCTS	Description
3637-20C	Matelas InnerSpring 80" HeavyDuty,1/e

SPECIFICATIONS

Description

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	1 an
Capacité de poids	350 livres
Classement au feu	CFR 16 Partie 1633 Code fédéral de prévention des incendies
Matériau de couverture	Vinyle résistant aux fluides