

## Coussin de fauteuil roulant en gel/mousse à usage général Gel-U-Seat Lite 2"

HCPCS:



FIGURE A




FIGURE B

- Offrant une grande polyvalence, le Gel-U-Seat Lite offre un confort à presque tous les utilisateurs de fauteuils roulants
- La vessie en gel unique à double chambre maintient le bassin en contact avec le gel de refroidissement redistribuant la pression
- La housse est en nylon à faible cisaillement résistant aux fluides, zippée et amovible avec un fond en vinyle durable
- Se fixe facilement au fauteuil roulant avec des sangles de 12"
- Répond à la norme d'inflammabilité TB117

### PRODUCTS

### Description

8040-1	Coussin en gel 2" 16x16x2, 1 ea, 4/CS
8040-2	Coussin en gel 2" 18x16x2, 1 ea, 4/CS
8040-3	Coussin en gel 2" 20x16x2, 1 ea, 4/CS
8040-4	Coussin en gel 2" 20x18x2, 1 ea, 4/CS
8040-5	Coussin en gel 2" 18x18x2", 1 ea, 4/CS
8040-7	Coussin en gel 2" 22x18x2", 1 ea/4CS
8040-9	Coussin en gel 2" 24x18x2", 1 ea, 4/CS

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Limité à 1 an
Capacité de poids	Jusqu'à 500 lb et 24" (L)
Matériau de couverture	Dessus extensible résistant aux fluides   Dessous en vinyle imperméable