

Coussin de détail en mousse de 3 po

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B




FIGURE C

- Coussin en mousse de 7,6 cm dans un emballage de vente au détail attrayant avec une découpe pour sentir la housse
- Livré avec une housse à fermeture éclair jacquard durable, lavable en machine
- Capacité de poids 250 lbs
- Fabriqué en mousse souple de qualité supérieure
- Utilisation polyvalente pour tout endroit où le confort d'assise est nécessaire

PRODUCTS

Description

RTL14910	Coussin en mousse 18 x 16 x 3,1EA,12/CS
----------	---

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Limité à 1 an
Capacité de poids	250 livres
Matériau de couverture	Housse en tricot jacquard