

Pompe à pression alternée Med-Aire et système de tampon

HCPCS:



- La pompe silencieuse gonfle et dégonfle alternativement 130 cellules d'air à bulles individuelles
- La pompe de 4 l/min (litres par minute) produit un débit d'air et une pression constants sur un temps de cycle de 5 minutes et est disponible fixe ou variable (Fig.A)
- Le réglage de la pression variable sur la pompe permet un confort individualisé, ce qui augmente la plainte du patient
- Le tampon à bulles en vinyle durable et épais offre un traitement thérapeutique supérieur et est disponible avec ou sans rabats d'extrémité
- La pompe a des supports intégrés pour un montage facile sur le lit

PRODUCTS

Description

14001E	APP Sys, Dlx, pression variable, 1/ea 4
14001EFD	Dlx APP avec coussinet avec rabats d'extrémité, 1/CV, 6/CT
14002E	APP Sys, standard, pression fixe, 1/ea, RTL

SPECIFICATIONS

Description

Capacité de poids	300 livres
-------------------	------------

ACCESSORIES

Description

14001T	Tube pour 14001/14002,1/ea, EA
14003	Tampon APP uniquement, 1/ea, RTL, EA
14005E	Pompe uniquement-14001E, BA9600-P, 1ea, EA, EA
14006E	Pompe uniquement pour 14002E,1/ea, EA