

## Superposition de gel de protection Premium

HCPCS: E0185



FIGURE A

- La meilleure couche de gel de sa catégorie optimise la redistribution de la pression et est désormais disponible dans une capacité de poids allant jusqu'à 500 lb
- 15 vessies en gel couvrent toute la zone de contact avec le patient pour la prévention et le traitement des escarres
- Les vessies en gel pleine longueur "de la tête aux pieds" minimisent le "bas" et les "piqûres"
- Le nouveau surmatelas en mousse alvéolée améliore considérablement le confort du patient et la circulation de l'air
- 4 sangles d'angle élastiques fixent le surmatelas
- La housse en nylon enduit d'uréthane est résistante à l'eau et perméable à la vapeur
- La base en vinyle est résistante aux taches et imperméable
- Les vessies contiennent une solution aqueuse gel non toxique et billes de polystyrène pour minimiser la migration du gel
- Répond à la norme d'inflammabilité TB117

### PRODUCTS

#### Description

14893	PremGuardGel/FoamOverlay34x76x3.5in,1/cs
14901	Prem.GuardGel/FoamOverlay42x76x3.5",1/cs

### SPECIFICATIONS

#### Description

Garantie	Mousse : 18 mois Couverture : 18 mois
Capacité de poids	300-500 livres
HCPCS	E0185

### ACCESSORIES

#### Description

14893C	Gel Prem.Guard, superposition en mousse de 7,6 cm, housse, 1/ea, EA
--------	---