Échelle de levage du patient

HCPCS:





FIGURE A

• Recommandé pour une utilisation sur les élévateurs au sol DRIVE LEVANTAR (FLNP500/FLP500) ou GRAVIS (FLNP600/FLP600)
• Le style et la couleur complètent les élévateurs au sol LEVANTAR et GRAVIS
• Facile à installer
• Ne convient pas aux anciens élévateurs de plancher 13240, 13242, 13244 et 13245 DRIVE

PRODUCTS	Description
FLSCALE	PESON FLSCALE

SPECIFICATIONS	Description
Varier	600 livres / 300 kg
Vie de la batterie	Environ 150 heures
Type de batterie	3 piles AA
Dimensions d'affichage	3,2 pouces x 1,8 pouces x 5,5 pouces (81,3 mm x 45,7 mm x 139,7 mm)
Source de courant	3 piles AA
Taille	3,2 pouces x 1,8 pouces x 5,5 pouces
Poids	1,37 lb / 620 g