Harnais de siège souple



HCPCS: E1399-1,E1399-1

• Se déplace avec le schéma de marche de l'utilisateur permettant à l'utilisateur de passer d'une jambe à l'autre
• Les sangles peuvent être allongées, raccourcies et positionnées vers l'avant ou l'arrière du cadre
• Aide en appui, positionne correctement le bassin de l'utilisateur et peut être utilisé comme élingue de sécurité

PRODUCTS	Description
CE 1070L	Harnais de siège, SRoller, Lg, 1/ch
CE 1070S	Harnais de siège, rouleau en S, petit, 1/unité